Лабораторная работа 5.4.2

Исследование энергетического спектра β -частиц и определение их максимальной энергии при помощи магнитного спектрометра

Шерхалов Денис Б02-204и Фаттахов Марат Б02-204кт

15 ноября 2024 г.

В работе: проводится исследование энергетического спектра β -частиц при распаде ядер $^{137}\mathrm{Cs}$ и определяется их максимальная энергия. Калибровка спектрометра осуществляется по энергии электронов внутренней конверсии $^{137}\mathrm{Cs}$.

1. Введение

Бета-распадом называется самопроизвольное превращение ядер, при котором их массовое число нс изменяется, а заряд увеличивается или умень-шается на единицу.В данной работе мы будем иметь дело с электронным β -распадом:

$$_{Z}^{A}X\leftarrow_{Z+1}^{A}X+e^{-}+\widetilde{\nu},$$

при котором кроме электрона испускается антинейтрино.

Выясним вид энергетического спектра β -частиц. Во-первых, учтём ЗСЭ:

$$E_e - E - ck = 0$$

где ck — энергия нейтрино, E_e — максимальная энергия электрона, E — кинетическая энергия электрона, а связь между его энергией и импульсом даётся соотношением:




Рис. 1: Форма спектра β -частиц при разрешённых переходах рется соотношением:

$$E = c\sqrt{p^2 + m^2c^2} - mc^2.$$

Условие (??) можно учесть, введя δ -функцию вида

$$F = \delta(E_e - E - ck),$$

которая по определению не равна нулю только если (??) выполнено. Тогда записать вероятность, что электрон после распада имеет импульс d^3p , а нейтрино — d^3k , можно следующим образом:

$$dw = D\delta(E_e - E - ck)d^3pd^3k = D\delta(E_e - E - ck)p^2dpk^2dkd\Omega_e d\Omega_{\widetilde{\nu}},$$




Рис. 2: Схема магнитной линзы

где D – коэффициент пропорциональности, который в этом опыте можно считать константой, $d\Omega_e$ и $d\Omega_{\widetilde{\nu}}$ – элементы телесных углов вылета электрона и нейтрино.

Вероятность искомого события имеет связь со спектром, так как

$$dN = N_0 dw$$
.

Тогда интегрируем (??) и учитываем (??):

$$dN = \frac{16\pi^2 N_0}{c^2} Dp^2 (E_e - E)^2 dp.$$

Дифференцируя (??), найдём

$$dE = \frac{c^2 p}{E + mc^2} dp.$$

Тогда окончательно

$$\frac{dN}{dE} = N_0 B \sqrt{E \left(E + 2mc^2\right)} \left(E_e - E\right)^2 \left(E + mc^2\right),\,$$

что в нерелятивистском приближении упрощается до

$$\frac{dN}{dE} \approx \sqrt{E} \left(E_e - E \right)^2.$$

Дочерние ядра, возникающие в результате β -распада, нередко оказываются возбужденными. Возбужденные ядра отдают свою энергию либо излучая γ -квант, либо передавая избыток энергии одному из электронов с внутренних оболочек атома. Излучаемые в таком процессе электроны имеют строго определенную энергию и называются конверсионными. Соответствующий спектр отображён на рис. ??.

Оборудование и инструментальные погрешности

Схема экспериментальной установки отображена на рис. ?? и ??. При заданной силе тока на входное окно счетчика фокусируются электроны с определенным импульсом. Электроны, обладающие другими значениями импульса, при этом не сфокусированы и в основном проходят мимо окна. При изменении тока в катушке на счетчик последовательно фокусируются электроны с разными импульсами, то есть

$$p_e = kI$$
,




Рис. 3: Блок-схема экспериментальной установки

где I — ток катушки. Для числа электронов, имеющих импульс $p_e + \Delta p_e$, можно получить


$$N(p_e) = CW(p_e)p_e,$$

где $C={
m const},\,W(p_e)=dw/dp_e$ находится из формулы (??). В работе используются:

- β-источник
- Форвакуумный насос
- Вакуумметр (фигура номинальная)
- Магнитная линза со свинцовым фильтром и диафрагмой
- Сцинтилляционный счётчик
- Источники питания0,02А
- Компьютер

2. Обработка результатов

По результатам измерений построим график спектра β -распада атома $^{137}{\rm Cs}$ и откалибруем его. Сдвиг графика по оси ординат сделаем на величину радиационного фона N_{Φ} .






Рис. 4: Спектр β -распада атома ¹³⁷Cs.

Рис. 5: Откалиброванный график.

Определим максимальную энергию β -спектра. Анализ рис. $\ref{eq:constrate}$ в таком случае даст достаточно грубый результат, так как нам придётся ограничииться исследованием точек у самой верхней границы спектра. Эти точки измерены с наименьшей статистической точностью. Однако мы можем уменьшить ошибку определения максимальной энергии посредством процедуры Ферми-Кюри. Для этого мы отложим по оси ординат величину $\sqrt{N}/p^{3/2}$, а по оси абсцисс энергию β -частиц (с учётом того, что энергия электронов внутренней конверсии 137 Cs равна 634, кэВ). В таком случае мы задействуем большинство экспериментальных точек, и прежде всего точки середины β -спектра, которые измерены с наилучшей точностью.




Рис. 6: График Ферми-Кюри.

Таблица 1: Результаты линейной аппроксимации.

	a	b
Величина	-0,43	251
Погрешность	0,01	4

Ясно, что
$$E_m=-\frac{b}{a}$$
 и $\sigma_{E_m}=E_m\sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2+\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)},$ откуда $E_m=(580\pm20)$ кэВ.

3. Вывод

По результатам работы изучили энергетический спектр β -частиц; кроме того было получено значение максимальной энергии для электрона при β -распаде.