### МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа прикладной математики и информатики

# Отчёт о выполнении лабораторной работы 5.5

Компьютерная сцинтилляционная  $\gamma$ -спектрометрия

Соболевский Федор Александрович Старокожко Иван Георгиевич Б05-111

#### Теоретические положения

Основная задача спектрометрических измерений заключается в определении энергии, интенсивности дискретных гамма-линий от различных гамма-источников и их идентификации.

Основными процессами взаимодействия гамма-излучения с веществом являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар. Каждый из этих процессов вносит свой вклад в образование наблюдаемого спектра. Образующиеся при этих процессах электроны испытывают большое количество неупругих соударений с молекулами и атомами среды. Неупругие соударения могут сопровождаться как ионизацией, так и возбуждением молекул или атомов среды. В промежуточных же стадиях (при переходах возбужденных молекул или атомов в основное состояние, при рекомбинации электрических зарядов и т.п.) в веществе возникают кванты света различных длин волн, присущих данному веществу.

При фотоэффекте кинетическая энергия электрона  $T_e = E_{\gamma} - I_i$ , где  $I_i$  — энергия ионизации i-той оболочки атома. Фотоэффект особенно существенен для тяжелых веществ, где он идет с заметной вероятностью даже при высоких энергиях гамма-квантов. В легких веществах фотоэффект становится заметен лишь при относительно небольших энергиях гамма-квантов. Наряду с фотоэффектом, при котором вся энергия гамма-кванта передается атомному электрону, взаимодействие гамма-излучения со средой может приводить к его рассеянию, т.е. отклонению от первоначального направления распространения на некоторый угол.

При эффекте Компотна происходит упругое рассеяние фотона на свободном электроне, сопровождающееся изменением длины волны фотона (реально этот процесс происходит на слабо связанных с атомом внешних электронах). Максимальная энергия образующихся комптоновских электронов соответствует рассеянию гамма-квантов на  $2\pi$  и равна

$$E_{max} = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{m_e c^2}{2\hbar\omega}} \tag{1}$$

При достаточно высокой энергии гамма-кванта наряду с фотоэффектом и эффектом Комптона может происходить третий вид взаимодействия гамма-квантов с веществом — образование электрон-позитронных пар. При этом если процесс образования пары идет в кулоновском поле ядра или протона, то энергия образующегося ядра отдачи оказывается весьма малой, так что пороговая энергия гамма-кванта, необходимая для образования пары, практически совпадает с удвоенной энергией покоя электрона  $E_0 = 2m_ec^2 = 1,022$ МэВ.

Появившийся в результате процесса образования пар электрон теряет свою энергию на ионизацию среды. Таким образом, вся энергия электрона остается в детекторе. Позитрон будет двигаться до тех пор, пока практически не остановится, а затем аннигилирует с электроном среды, в результате чего появятся два гамма-кванта. Т.е., кинетическая энергия позитрона также останется в детекторе. Далее возможны три варианта развития событий:

- а) оба родившихся гамма-кванта не вылетают из детектора, и тогда вся энергия первичного гамма-кванта останется в детекторе, а в спектре появится пик с  $E=E_{\gamma}$ ;
- б) один из родившихся гамма-квантов покидает детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии  $E=E_{\gamma}-E_{0}$ , где  $E_{0}=m_{e}c^{2}=511$  кэB;
- в) оба родившихся гамма-кванта покидают детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии  $E=E_{\gamma}-2E_{0}$ , где  $2E_{0}=2m_{e}c^{2}=1022$  кэB;

Таким образом, любой спектр, получаемый с помощью гамма-спектрометра, описывается несколькими компонентами, каждая из которых связана с определенным физическим процессом. Как описано выше, основными физическими процессами взаимодействия гамма-квантов с веществом являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар, и каждый из них вносит свой вклад в образование спектра. Помимо этих процессов, добавляются экспонента, связанная с наличием фона, пик характеристического излучения, возникающий при взаимодействии гамма-квантов с окружающим веществом, а также пик обратного рассеяния, образующийся при энергии квантов  $E_{\gamma} \gg mc^22/2$  в результате рассеяния гамма-квантов




Рис. 1: Принципиальная блок-схема спектрометра.  $(1 - \text{сцинтиллятор}, 2 - \Phi \ni V, 3 - \text{предусилитель импульсов}, 4 - высоковольтный блок питания для <math>\Phi \ni V, 5 -$ блок преобразования аналоговых импульсов с  $\Phi \ni V$  в цифровой код (АЦП), 6 - компьютер для сбора данных, их обработки и хранения).

на большие углы на материалах конструктивных элементов детектора и защиты. Положение пика обратного рассеяния определяется по формуле (E - энергия фотопика):

$$E_{\text{ofp}} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{mc^2}} \tag{2}$$

#### Экспериментальная установка

Энергетическим разрешением спектрометра называется величина

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} \tag{3}$$

т.е. отношение ширины пика полного поглощения (измеренной на полувысоте) к регистрируемой энергии пика поглощения. Это значение  $E_i \propto \overline{n_i}$  — числу частиц на выходе ФЭУ. При этом  $\Delta E_i \propto \overline{\Delta n_i} = \sqrt{\overline{n_i}}$  — ширина пика пропорциональна среднеквадратичной флуктуации, которая равна корню из числа частиц. Таким образом, наша формула (3) примет вид

$$R_i = \frac{\text{const}}{\sqrt{E_i}} \tag{4}$$

Принципиальная блок-схема гамма-спектрометра, изучаемого в данной работе, показана на рис. 1. ФЭУ со сцинтиллятором и блоком питания установлены на отдельной подставке. В нашей работе на разных установках (стендах) в качестве сцинтиллятора используются кристаллы NaI(Tl).

## Результаты измерений и обработка экспериментальных данных

Перед началом работы с образцами был измерен фон, присутствующий во время каждого эксперимента. Спектр фонового излучения представлен на рис. 2. В дальнейшем мы будем из полученных для образцов результатов вычитать этот фон.




Рис. 2: Спектр фонового излучения

Были измерены спектры для следующих веществ:  $^{60}$ Co,  $^{22}$ Na,  $^{137}$ Cs,  $^{152}$ Eu и  $^{241}$ Am. Графики представлены на рис. 5, 6 и 7. По этим графикам определим пики, соотвествующие фотопикам  $^{60}$ Co,  $^{22}$ Na и  $^{137}$ Cs (см. таблицу 1) и построим по этим данным калибровочный график E=E(N) (см. рис. 3). Полученная методом наименьших квадратов зависимость и погрешности коэффициентов:

$$E = aN + b$$
, где  $a = (0.767 \pm 0.003)$  кэВ,  $b = (-47.9 \pm 3.8)$  кэВ. (5)

	60	Со	22]	$^{137}\mathrm{Cs}$	
Энергия пика $E$ , МэВ	1,173	1,332	0,511	1,274	0,662
Номер линии <i>N</i>	1592	1804	729	1720	926

Таблица 1: Энергии пиков, используемые для калибровки

Используя калибровочную зависимость, пересчитаем данные о положении и ширине пиков для всех спектров и вычислим для каждого значение разрешающей способности R по формуле (3).

	<sup>60</sup> Co		<sup>22</sup> Na		$^{137}\mathrm{Cs}$	<sup>152</sup> Eu		$^{241}\mathrm{Am}$	
Центр пика <i>N</i>	1592	1804	729	1720	926	114	228	512	144
Полуширина пика $\Delta N$	81	72	54	75	60	17	16	37	13
Энергия пика $E$ , МэВ	1,173	1,332	0,511	1,274	0,662	0,395	0,127	0,345	0,063
Полуширина $\Delta E$ , МэВ	0,062	0,055	0,041	0,057	0,046	0,013	0,012	0,028	0,010
Разрешение <i>R</i>	0,053	0,041	0,081	0,045	0,069	0,330	0,097	0,082	0,159

Таблица 2: Параметры пиков и соответствующие им значения разрешения спектрометра

График зависимости  $R^2 = f(1/E)$  приведён на рис. 4. В целом зависимость довольно хорошо аппроксимируется линейной с одним выбросом и коэффициентом  $k = (239 \pm 20)$  МэВ.




Рис. 3: Калибровочный график зависимости энергии квантов от номера канала

#### Вывод

Нам удалось с помощью сцинтилляционного спектрометра исследовать спектры нескольких слабо радиоактивных веществ. Полученные графики хорошо соотносятся с приведёнными в пособии, а положения пиков дают практически идеальную калибровочную прямую для дальнейших измерений. При установлении зависимости разрешающей способности от энергии  $\gamma$  квантов возникли погрешности из-за значений, близких к нулю, которые вносят большую ошибку при расчетах.




Рис. 4: График зависимости  ${\bf R}^2(1/E)$ 

#### Приложение




Рис. 5: Спектр излучения изотопов  $^{60}$ Co,  $^{22}$ Na




Рис. 6: Спектр излучения изотопа  $^{137}\mathrm{Cs}$ 




Рис. 7: Спектр излучения изотопов  $^{152}{\rm Eu}$  и  $^{241}{\rm Am}$